

WIRÓWKA LABORATORYJNA
LABORATORY CENTRIFUGE

MPW 215

Nº 10215



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485





MPW 215	
	230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz
	160W
	48ml
	100 ÷ 13000 rpm
RCF	16816 x g
	0 ÷ 15min
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]
	10/11,5kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor

intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania;
intuitive setting of spinning parameters

wyświetlacz LCD; LCD display

łatwa obsługa; easy operation

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

regulacja RPM; RPM adjustment

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

blokada pokrywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020,
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020
international safety norms








Zastrzega się prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.

Wirówka MPW 215 jest stołową wirówką laboratoryjną przeznaczoną zwłaszcza do wyznaczania poziomu hematokrytu, a także do użytku ogólnego. Znajduje ona zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówki została oparta na doświadczeniu firmy MPW MED. INSTRUMENTS oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

The MPW 215 is a desktop laboratory centrifuge dedicated especially for hematocrite level measurement as well as for general purpose use. It finds application in medical, biochemical, veterinary, industrial and other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW MED. INSTRUMENTS company and many years of cooperation with laboratories and medical institutions.



MPW 215					WIRNIKI KĄTOWE (HU ¹) ANGLE ROTORS (HS ¹)
	RPM	RCF		N ^o	
24x1,5/2ml	13 000	15 682	45°	11731	
18x2ml filtr/filter	13 000	15 682	45°	11738	
12x1,5/2ml	13 000	11 500	45°	11198	
4x8x0,2ml PCR	13 000	13 225	45°	11734	
24 kapilary capillaries 75mm	13 000	16 816	-	12480	WIRNIKI SPECJALISTYCZNE SPECIAL PURPOSE ROTORS 

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl

¹ HERMETYCZNIE USZCZELNIANY
HERMETICALLY SEALED



HeraScientific

L I F E S C I E N C E

Calle Mistral, 2 Chalet 139 - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) España
Tel.: +34 916 799 959 - Email: info@herascientific.com
<http://www.herascientific.com>