

WIRÓWKA LABORATORYJNA  
LABORATORY CENTRIFUGE

**MPW 351e**

N° 10351e



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485





MPW 351e	
	230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz
	320W
	800ml
	100 ÷ 4500 rpm
RCF	3305 x g
	0 ÷ 99min
	380 x 430 x 540mm [HxWxD]
	40,3/44,3kg (230V/115V)

#### CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;  
maintenance-free induction motor

intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania;  
intuitive setting of spinning parameters

wyświetlacz LCD; LCD display

regulacja RPM; RPM adjustment

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode

efektywny system wentylacji; effective ventilation system

szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia;  
broad range of rotors and additional equipment

#### BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning

blokada pokrywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

zabezpieczenie termiczne silnika; motor thermal protection




Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa  
EN-61010-1 i EN-61010-2-020,  
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020  
international safety norms



**Wirówka MPW 351e** jest stołową wirówką laboratoryjną przeznaczoną do użytku ogólnego. Znajduje ona zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówki została oparta na doświadczeniu firmy MPW MED. INSTRUMENTS oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

**The MPW 351e** is a desktop laboratory centrifuge dedicated for general purpose use. It finds applications in medical, veterinary, industrial as well as other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW MED. INSTRUMENTS company and its many years of cooperation with laboratories and medical institutions.



MPW 351e					WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS
🪣	RPM	RCF	∠	N°	
10x50ml	4 500	3 011	30°	11211	
12x25/30ml	4 500	2 716	30°	11743	
32x10/15ml	4 500	3 283	45°	11215	
30x10/15ml	4 500	3 011	30°	11465	
24x15ml	4 500	3 237	30°	11210	
4x200ml	4 500	3 305	-	12436	WIRNIK HORYZONTALNY SWING-OUT ROTOR 
2x3 MTP (standard) 2x1 MTP (deepwell)	4 300	2 398	-	12285	WIRNIK SPECJALISTYCZNY SPECIAL PURPOSE ROTOR 

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie [www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)  
For further accessories please contact us directly or see at [www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)



**HeraScientific**

L I F E S C I E N C E

Calle Mistral, 2 Chalet 139 - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) España  
Tel.: +34 916 799 959 - Email: [info@herascientific.com](mailto:info@herascientific.com)  
<http://www.herascientific.com>